

Diamanty FG

Diamantové brusky FG M+W pro preparaci dutin a zubních pahýlů.

Bezpečnost při používání:

Vyčistěte a vysterilizujte vrtáčky (pokud se nedodávají sterilní) v souladu s následujícími pokyny před prvním použitím a každým opakovaným použitím.

- Při manipulaci s kontaminovanými nástroji vždy noste rukavice.
- Na ochranu proti vymrštěným částicím musíte nosit ochranné brýle.
- Musíte nosit chirurgické roušky, aby nedošlo ke vdechnutí vzniklého aerosolu nebo prachu.
- Zajistěte, aby byl vrtáček bezpečně upevněn ve sklíčidle rukojeti.
- Nepoužívejte opotřebené vrtáčky.
- Udržujte rukojeti v dobrém pracovním stavu a řádně namazané.
- Na vrtáček příliš netlačte.
- Neodstraňujte vrtáček pod příliš ostrým úhlem, aby nedošlo k páčení a jeho rozlomení.



Maximální OT/MIN:

Průměr hlavy nástroje 01/10(mm) - ISO	Maximální povolené otáčky (OT/MIN)	Doporučené provozní otáčky (OT/MIN)
007 – 010	450,000	100,000 - 220,000
012 – 014	450,000	70,000 - 220,000
016 – 018	450,000	55,000 - 160,000
021 – 023	300,000	40,000 - 120,000
025 – 027	160,000	35,000 - 110,000
029 – 031	140,000	30,000 - 95,000
033 – 040	120,000	25,000 - 75,000
042 – 050	95,000	15,000 - 60,000

Čištění:

- Udržujte nečisté vrtáčky ponořené v čisticím/dezinfekčním prostředku v souladu s pokyny jeho výrobce, ale v žádném případě nepřekračujte 12 hodin.
- Upozornění: Nenechávejte vrtáčky ponořené v dezinfekčních činidlech, které mají fixativní účinek (například přípravky založené na aldehydu), pokud předtím vrtáčky nebyly důkladně vyčištěny.

M+W Dental[®]
wir kümmern uns

■ Müller & Weygandt GmbH · Industriestrasse 25 · D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88

Diamanty FG

Postup při čištění, sušení a kontrole

Ruční čištění:

- 1) Opláchněte vrtáčky pod tekoucí studenou vodou a nechte je v ní ponořené. Důkladně okartáčujte tělo neutrálním čištěním.
- 2) Po očištění zkontrolujte vrtáčky, nejlépe pod lupou, aby bylo zajištěno, že bylo odstraněno veškeré znečištění. Čisticí proces v případě potřeby opakujte.
- 3) Vrtáčky vysušte v papírovém ubrousku nebo v suchém teple při teplotě do 140 °C.

Automatické čištění:

Jakékoliv použité čisticí a dezinfekční přípravky musí být kompatibilní s materiály používanými v zubních vrtáčcích; musí se dodržovat výrobce dezinfekční myčky a čisticího přípravku. Po očištění zkontrolujte vrtáčky, nejlépe pod lupou, aby bylo zajištěno, že bylo odstraněno veškeré znečištění. Čisticí proces v případě potřeby opakujte.

Sterilizace:

Při sterilizaci vrtáčků postupujte podle pokynů výrobce autoklávu. Vrtáčky autoklávujte minimálně 6 minut při teplotě 134 °C.

Uchovávání:

Vrtáčky uchovávejte v suchém sterilizačním obalu (stojan nebo vak na vrtáčky), dokud jich nebude zapotřebí. Uchovávejte v suchém, čistém stavu a při teplotě prostředí.

Poznámka:

Používejte sterilizační a čisticí zařízení a materiály podle doporučeného postupu výrobce. Uživatelé odpovídá za zajištění účinné sterilizace.



M+W Dental[®]
wir kümmern uns

Poslední revize:
05.08.2015

C € 0297

■ Müller & Weygandt GmbH · Industriestrasse 25 · D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88